




# Piastre 3M™ Petrifilm™

## La nostra gamma

**Piastre 3M Petrifilm per la Conta Aerobica totale**

- Conteggio della carica aerobica totale
- Lettura facilitata da un indicatore che colora in rosso le colonie

**Piastre 3M Petrifilm per conta aerobica totale rapida**


- \*Risultati in appena 24 ore \*Riduzione delle aree di liquefazione

**Piastre 3M Petrifilm per il conteggio di Enterobacteriaceae**


- Conteggio delle Enterobacteriaceae
- Produzione acida da parte delle colonie, evidenziata da un indicatore di pH che vira al giallo
- Il film superiore cattura il gas prodotto dalla fermentazione del glucosio da parte delle Enterobacteriaceae

**Piastre 3M Petrifilm per il conteggio dei Coliformi**

- Conteggio dei coliformi (totali o fecali).
- Lettura facilitata da un indicatore che colora in rosso le colonie
- Il film superiore cattura il gas prodotto dalla fermentazione del lattosio da parte dei coliformi.

**Piastre 3M Petrifilm per il conteggio rapido dei Coliformi**


- Conteggio rapido dei coliformi
- Un indicatore di pH molto sensibile rivela la produzione di acido da parte delle colonie durante la crescita
- Aumentando la velocità di crescita delle colonie viene ridotto tempo necessario per ottenere il risultato

**Piastre 3M Petrifilm per il conteggio selettivo di E. coli**


- Test specifico per E. coli. Solo le colonie di E. coli sono colorate e facilmente visibili
- Contiene un indicatore di  $\beta$ -glucuronidasi
- Risultati in 24 ore

**Piastre 3M Petrifilm per il conteggio dei Coliformi ad alta sensibilità**


- Conteggio anche di bassi livelli di coliformi (meno di 1 o 2 UFC per grammo)
- Semina di 5 ml del campione o della sua diluizione
- Vantaggi di lettura (colore e gas) identici a quelli delle piastre 3M Petrifilm per il conteggio dei coliformi

**Piastre 3M Petrifilm per il conteggio di E. coli e Coliformi**


- Due test in uno: conteggio dell'Escherichia coli e dei coliformi
- Contiene un indicatore della  $\beta$ -glucuronidasi per il riconoscimento dell'E. coli
- Risultati in 24-48 ore

**Piastre 3M Petrifilm per il conteggio di lieviti e muffe**

- Conteggio di lieviti e muffe
- Non richiede l'aggiunta di antibiotici


**Piastre 3M Petrifilm per il conteggio rapido di Muffe e Lieviti**

- Risultati a partire da 48-72 ore \*Le colonie non si sovrappongono \*Lettura delle piastre semplificata

**3M Petrifilm Staph Express Sistema per il conteggio degli Stafilococchi**

- Conteggio di Staphylococcus aureus
- Analisi effettuabile in uno o in due passaggi (reazione della Dnasi per il secondo passaggio)
- Risultati in 24-27 ore

Fase 1 Fase 2

**Piastre 3M Petri Im Listeria Ambientale**

- Determinazione di Listeria nei campioni ambientali
- Fornisce risultati quantitativi, semi-quantitativi e qualitativi in 26-30 ore
- Non è necessario effettuare alcun arricchimento





## Food Safety



2.12

Soluzioni innovative per la sicurezza alimentare

### 3M™ Petrifilm™

### Piastre disidratate per il controllo microbiologico

CODICE	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CONFEZIONE
6400	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per la conta aerobica totale	da 100 unità (2 buste da 50 unità + 1 diffusore)
6406	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per la conta aerobica totale	da 1.000 unità (20 buste da 50 unità + 1 diffusore)
6478	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per conta aerobica rapida	da 50 unità (2 buste da 25 unità)
6479	Piastre Petrifilm per conta aerobica rapida <b>3M</b>	da 500 unità (20 buste da 25 unità)
6410	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio dei Coliformi	da 50 unità (2 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6416	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio dei Coliformi	da 1.000 unità (40 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6404	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio di E. coli e Coliformi	da 50 unità (2 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6414	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio di E. coli e Coliformi	da 500 unità (20 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6434	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio selettivo di E. coli	da 50 unità (2 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6435	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio selettivo di E. coli	da 500 unità (20 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6407	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio di lieviti e muffe	da 100 unità (2 buste da 50 unità + 1 diffusore)
6417	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio di lieviti e muffe	da 1.000 unità (20 buste da 50 unità + 1 diffusore)
6475	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio rapido di lieviti e muffe	da 50 unità (2 buste da 25 unità)
6477	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio rapido di lieviti e muffe	da 500 unità (20 buste da 25 unità)
6405	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio dei Coliformi ad alta sensibilità	da 50 unità (2 buste da 25 unità)
6415	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio dei Coliformi ad alta sensibilità	da 50 unità (2 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6481	Diffusore per Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio dei Coliformi ad alta sensibilità	da 2 unità
6420	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio di Enterobacteriaceae	da 50 unità (2 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6421	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio di Enterobacteriaceae	da 1.000 unità (40 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6402	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio rapido dei Coliformi	da 50 unità (2 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6412	Piastre <b>3M</b> Petrifilm per il conteggio rapido dei Coliformi	da 500 unità (20 buste da 25 unità + 1 diffusore)
6490	<b>3M</b> Petrifilm Staph Express - Piastre per il conteggio degli Stafilococchi	da 50 unità (2 buste da 25 unità)
6491	<b>3M</b> Petrifilm Staph Express - Piastre per il conteggio degli Stafilococchi	da 500 unità (20 buste da 25 unità)
6492	Disco <b>3M</b> Petrifilm Staph Express	da 20 unità (1 busta da 20 unità)
6493	Disco <b>3M</b> Petrifilm Staph Express	da 100 unità (5 buste da 20 unità)
6425	Diffusore <b>3M</b> Petrifilm Staph Express	da 2 unità
6447	Piastre <b>3M</b> Petrifilm Listeria ambientale	da 50 unità (2 buste da 25 unità)
6448	Piastre <b>3M</b> Petrifilm Listeria ambientale	da 200 unità (8 buste da 25 unità)
6498	Diffusore per Piastre <b>3M</b> Petrifilm Listeria ambientale	da 2 unità