



Food Safety



2.12 Soluzioni innovative per la sicurezza alimentare

Igiene ai massimi livelli

Il sistema 3M Clean-Trace™

E' composto da un bioluminometro, da tamponi per il controllo delle superfici (3M Clean Trace Surface ATP) e acque di risciacquo (3M Clean Trace Water ATP), e da un software dedicato. Il nostro sistema permette di monitorare in tempo reale il grado di igiene mediante la valutazione della quantità di ATP (Adenosin Tri Fosfato) rilevata attraverso detti tamponi e misurata in unità di luce relativa (RLU) attraverso il bioluminometro.



Principali applicazioni

Molte aziende alimentari globali inseriscono i sistemi 3M nelle procedure HACCP. Inoltre i prodotti per il monitoraggio dell'igiene vengono usati in molti settori industriali: lattiero-caseario, salumi, prodotti da forno e pasticceria, ristorazione, catering, gastronomie, quarta gamma, produttori di vino, birra, bibite, acque, come pure cartiere, piscine e centri benessere.

Facile da usare

1. Passare il tampone
2. Chiuderlo con un click per attivarlo
3. Effettuare la lettura e scaricare i dati

Gli altri prodotti per il monitoraggio dell'igiene


3M Clean-Trace™ Surface Protein Plus

Tampone per la rilevazione dei residui proteici e degli agenti riducenti sulle superfici mediante la reazione del biuretto, non richiede ulteriori attrezzature di laboratorio e consente di ottenere risultati visivi in soli 10 minuti.



3M Clean-Trace™ Surface Protein (Allergen) test

Progettato per individuare i residui proteici e gli agenti riducenti sulle superfici mediante reazione del biuretto. I risultati sono disponibili in 10 minuti e la lettura è immediata e visiva.



Allergene testato Sensibilità

Uova	10-20 µg
Noccioline	25-50 µg
Latte	10-20 µg
Glutine	40 µg
Soia	20-40 µg

3M Clean-Trace™ Surface Protein Instant

Test istantaneo per il controllo dell'igiene delle superfici piatte





CODICE 3M	COD. VIDEO	SHORT DESCR	DESCRIZIONE	CONF.
LUMINOMETRO 3M CLEAN-TRACE™ NG				
DH999904880	89915	UNG3	Luminometro NG portatile, con caricabatteria e software Data Trending	1 pz
ACCESSORI PER LUMINOMETRO NG				
DH999995995	67921	NPRINTER	Stampante per Luminometro NG	1 pz
DH999996076	67963	NGSB1	Borsa da trasporto morbida per Luminometro NG	1 pz
DH999904898	89943	NSTATION	Docking Station - Base di collegamento per Luminometro NG	1 pz
PRODOTTI PER IL CONTROLLO DELLE SUPERFICI CON LUMINOMETRO				
3M Clean-Trace™ Surface ATP				
GH620522827	2869	UXL100	Test ATP per il controllo dell'igiene delle superfici	100 pz
GH620522496	51896	ATP10	Controllo positivo test ATP 3 ng	10 pz
PRODOTTI PER IL CONTROLLO DELLE ACQUE CON LUMINOMETRO				
3M Clean-Trace™ Water ATP				
GH620538112	30461	AQT200	Test ATP totale per il controllo dell'igiene dell'acqua	100 pz
GH620522819	95651	AQF100	Test ATP libero per il controllo dell'igiene dell'acqua	100 pz
GH620522504	30943	HWATP	Controllo positivo test acqua 30 ng	10 pz
GH620522512	80353	LWATP	Controllo positivo test acqua 3 ng	10 pz
PRODOTTI AD ALTA SENSIBILITA' PER IL CONTROLLO DELLE ACQUE				
GH620522470	18318	ULW10	Kit ad alta sensibilità Multitrace (reagenti)	100 pz
DH999996258	68059	BTCUV	Cuvette per Multitrace	100 pz
DH999996282	67997	NHT01	Cuvette Holder per Multitrace (Luminometro NG)	1 pz
ACCESSORI				
DH999996274	67973	MLWS1	Rastrelliera per reagenti Multitrace	1 pz
RICAMBI RICAMBI PER LUMINOMETRO NG				
DH999999070	81399	BTPLUS4	Software 3M Data Trending per Luminometro NG	1 pz
GH620516514	88399	NGLBP1	Batteria di ricambio per Luminometro NG	1 pz
DH999996068	67945	NGLPSU	Caricabatteria per Luminometro NG	1 pz
DH999998825	71773	NMLEU	Cavetto per collegamento alla rete elettrica	1 pz
PRODOTTI PER IL CONTROLLO DELLE PROTEINE				
3M Clean-Trace™ Surface Protein Plus				
GH620522785	90007	PRO100	Test rapido per il controllo dell'igiene delle superfici (Pro-Tect)	100 pz
3M Clean-Trace™ Surface Protein Instant				
DH999996738	68192	CIT50	Test istantaneo per il controllo dell'igiene delle superfici (Check-it)	50 pz
3M Clean-Trace™ Surface Protein (Allergen)				
GH620535282	54920	ALLTEC60	Test rapido per il controllo degli allergeni sulle superfici (Aller-Tect)	60 pz
3M Digital Heating Block				
70200756669	28135	DHB 230	Incubatore per Aller-Tect	1 pz